

# praxisnahe MonatsDeals

Ausgabe April 2024



Preis  
AKTION

## desderman®

**Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion**

- Ganzjahresprodukt: schützt das ganze Jahr vor Infektionen
- Breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476
- Gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- Ethanol aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- RKI-Liste gemäß § 18 IfSG
- Arzneimittel

schülke →



Gute  
Hautver-  
träglich-  
keit

### Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

desderman® 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut  
**Wirkstoff:** Ethanol 96 % (v/v).

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 78,2 g Ethanol 96 % (v/v).  
Sonstige **Bestandteile:** Butan-2-on, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl)(2-ethylhexanoat), Povidon K 30, Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser.

**Anwendungsgebiete:** Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber Ethanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: Hautreizungen wie Rötungen und Brennen, Kontaktallergien. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautreizungen verursachen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist (z. B. im Winter). **Stand 08/20**

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

**Wirksamkeit:** Bakterizid EN13727, mykobakterizid EN14348, levurozid EN13624, begrenzt viruzid EN14476, begrenzt viruzid PLUS EN14476, Adenovirus (Typ 5) EN14476 (15 Sek.); Norovirus (MNV) 10 Sek.; viruzid EN14476 (60 Sek.); Poliovirus **EN14476 (60 Sek.)** und **Rotavirus EN14476 (15 Sek.)**.

### Anwendungsbereich:

- Hygienische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 1500): Eine ausreichende Menge 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben.
- Chirurgische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 12791): Eine ausreichende Menge 90 Sek. in die trockenen Hände und Unterarme einreiben.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis	AKTION
16582636	500 ml Flasche	<del>4,65 €</del>	<b>4,50 €</b>

## Vario Universalspender

Manueller Hände-Desinfektionsmittel-Spender Vario für 500 ml und 1.000 ml Flaschen, ohne Blende und Rahmen. Farbe cremeweiß. Einstellbare Flüssigkeitsmenge 1 + 1,5 + 2 + 2,5 + 3 ml. Montage Steigrohr für 1.000 ml, Beilage Steigrohr für 500 ml.

Optional inkl. Wandhalter und Tropfschale.  
Lieferung ohne Leerflasche.



Optional  
inkl. Wand-  
halter und  
Tropfschale



Abbildung mit  
Wandhalter und  
Tropfschale

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis
09511206	1 St. Spender, in cremeweiß	<b>12,50 €</b>
09516653	1 St. Spender inkl. Wandhalter und Tropfschale, in cremeweiß	<b>13,90 €</b>

# praxisnahe MonatsDeals

Ausgabe April 2024

## Vitalograph® Pneumotrac™ PC-Spirometer mit Spirotrac 6 Software


**Vitalograph®**  
A Global Leader in Respiratory Diagnostics

Das PC-Spirometer für die präzise und komfortable Spirometrie in Praxis und Klinik

- V-Core Messtechnologie – Goldstandard der Spirometrie
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG erweiterbar
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Optimale Hygiene und geringe Folgekosten durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch Spirotrac 6 Software
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive



QR-Code zum  
Pneumotrac Video




**V-CORE MESSTECHNOLOGIE**

**GOLD STANDARD**  
DER SPIROMETRIE

NIEDRIGE  
TESTKOSTEN  
PRO PATIENT

PRÄZISE  
ROBUST  
KOMFORTABEL

**5**  
JAHRE  
GARANTIE



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis
09517148	1 St. PC-Spirometer	1.490,00 €* 1.490,00 €

## Vitalograph BT12 Ruhe-EKG als Erweiterung zum Pneumotrac bei vorhandener Spirotrac 6 Software

**Vitalograph®**  
A Global Leader in Respiratory Diagnostics

Das EKG einfach als Erweiterung in Ihrer vorhandenen Spirotrac

Spirometrie-Software verwenden. Sie zahlen nur für die Hardware und profitieren von vielen Vorteilen:

- Eine Benutzeroberfläche für EKG und Spirometrie
- Eine Einbindung in die Praxissoftware
- Ein kompetenter Ansprechpartner für alles
- Volle Flexibilität – Sie können auch mit dem EKG starten und später die Spirometrie ergänzen




QR-Code zum  
BT12 EKG

## Vitalograph BT12 Ruhe-EKG mit Spirotrac 6 Software

Die Bluetooth-Lösung für schnelle und zuverlässige Ruhe-EKG-Messungen

- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Ideale Erweiterung für Vitalograph PC-Spirometer mit Spirotrac Software
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus)
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten



Ideale  
Erweiterung für  
Vitalograph  
PC-Spirometer  
mit Spirotrac  
Software

**Bestellen Sie Vitalograph® Pneumotrac™ und BT12™ Ruhe-EKG – (Erweiterung ohne Software) zusammen und sparen Sie 400,00 € gegenüber Einzelkauf der Geräte!**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis
09517146	1 St. Ruhe-EKG Erweiterung ohne Software	1.550,00 €* 1.550,00 €
09517145	1 St. Ruhe-EKG mit Spirotrac 6	1.950,00 €* 1.950,00 €



\* Bitte beachten: Einweisungspflichtiges Medizinprodukt – zzgl. Kosten für Einweisung und Installation in die Praxissoftware – optional auf Anfrage.

# praxisnahe MonatsDeals

Ausgabe April 2024

## Alkoholtester EnviteC AlcoQuant 6020 plus

- Kompakter Atemalkoholtester, Intuitive Menüführung, einfache Handhabung.
- Schnelle, präzise Atemalkoholanalyse im professionellen Umfeld.
- Mit Pdf-Report. Excel-Export mit entsprechend Zubehör möglich.
- Sichere Ergebnisse durch Sensortechnologie.
- Messbereich zwischen 0,0-5,5 Promille.
- Beleuchtetes Display mit großen Zahlen, einfache Dreiknopfbedienung. Mundstück S-Typ für Envitec AlcoQuant.
- Menüführung in mehreren Sprachen einstellbar.
- Messwertspeicherung mit Zusatzdaten möglich.
- Gewicht: 275g inkl. Batterien.
- Anschlussmöglichkeit für optional erhältlichen Drucker.
- Zertifiziert nach EN 15964.
- Lieferumfang: Messgerät AlcoQuant 6020 plus, Tragekoffer, 25 Mundstücke (S-Typ), 4 Alkali-Batterien Typ AA, Gebrauchsanweisung.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis	AKTION
09517113	1 St. Alkoholtestgerät	<del>566,00 €</del>	555,00 €



Preis  
AKTION

Schnell  
sichere  
Ergebnisse

## Aktionspaket: Elektronische Stativ- Personenwaage KERN MPE inkl. Umfangmesser

- Ergonomische, optimierte Bauform und robuste Ausführung für den professionellen Einsatz.
- Sicheres und rutschfestes Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe.
- Große rutschfeste Trittläche für optimale Standsicherheit des Patienten.
- Hygienisch und leicht zu reinigen.
- Data-Hold-Funktion, Mutter-Kind-Funktion, BMI-Funktion.
- Mit 2 Rollen zum bequemen Transport.
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.
- Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite, dadurch bequem vom Arzt ablesbar.
- Abmessung Wägeplatte: B x T x H: 365 x 360 x 80 mm.
- Wägebereich bis 250 kg, Teilung 100g.
- Datenschnittstelle RS-232. Wahlweise mit Netzteil oder Batteriebetrieb (ohne Netzadapter).
- **Inkl. Eichgebühr Eichklasse III.**
- Optionales Zubehör: Akkubetrieb, Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Gerätes.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	AKTION
09516652	1 St. Aktionspaket Personenwaage KERN MPE inkl. Umfangmesser und Eichgebühr	596,00 €

**KERN**



Aktions  
PAKET

# praxisnahe MonatsDeals

Ausgabe April 2024



## HEINE DELTA 30 PRO Dermatoskop

Bei einer Hautuntersuchung zählt jede Kleinigkeit.

- Durch die **neu Anordnung der LEDHQ Elemente** erreicht das Licht auch tiefer liegende Hautschichten. Es entsteht ein **extrem plastischer, räumlicher Eindruck von Läsionen**, vergleichbar einer 3D Darstellung. Dadurch **kommen die Details der Details besser zum Vorschein**.
- Durch die per Knopfdruck wählbare **HEINE colorSHIFT-Funktion**, lässt sich die **Farbe der Beleuchtung ganz einfach den eigenen Sehgewohnheiten** und der jeweiligen Untersuchungssituation anpassen.
- **Stabiler Arbeitsring HEINE diSTANCE** ermöglicht eine berührungslose Untersuchung und **Manipulation einer Hautveränderung unter Vergrößerung** (optional). Der Abstand bleibt immer konstant, durch die seitlichen Öffnungen lassen sich Instrumente einbringen, Läsionen markieren, Fremdkörper entfernen und vieles mehr. Das Dermatoskop gelangt dabei nicht in Kontakt mit der Haut des Patienten.
- **Mit der Toggle-Funktion** ganz einfach **zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln**. Die **Differenzierbarkeit zwischen dunklen und weißen Strukturen** und Mustern kommt bei der Polarisation ans Licht.
- Mit fast allen verfügbaren Smartphones und dem HEINE Universaladapter für Digitalaufnahmen geeignet. In Kombination mit dem HEINE DERManager Aufnahmen erstellen, verwalten, zeitlich dokumentieren oder bei Bedarf eine Zweitmeinung einholen.
- **5 Jahre Garantie**



NEU

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis
09517475	1 St. DELTA 30 PRO mit Kontaktscheibe mit Skala, E4-USBC Steckernteil mit Kabel, Etui	1.590,00 €
09517476	1 St. DELTA 30 PRO Bundle mit Kontaktscheibe mit Skala, kleine Kontaktscheibe, E4-USBC Steckernetzteil mit Kabel, Charger 30 Tisch-Ladegerät, Universal Smartphone Adapter, Etui	1.980,00 €
09517477	1 St. HEINE diSTANCE Arbeitsring	95,00 €

## BIPROBE CL – Handheld Ultraschallgerät

- 3 in 1 Handheld mit Linear-Phased und Convexsonde.
- Induktives Laden der Sonde.
- Mit allen smarten Geräten kompatibel. Kabellos über WLAN.
- IPX7 Spritzwassergeschützt.
- 2800mAh Li-Ion Akku ca. 1,5 Std. Schallzeit.
- Diverse Messprogramme inkl.
- B/M/Color/Power/PW-Doppler.
- Sehr leicht nur 120 g.
- Integrierte Dicom Schnittstelle.
- 12 Monate Garantie. Garantieverlängerung optional auf Anfrage



Convex- und Phasedarraysonde (2,5 - 5,0 MHz) Abdomen, Gyn / OB, Urologie, Niere, Echo

Ein-Aus-Schalter & Freeze und Funktionstaste

USB-C Ladeanschluss

Linearsonde (7,5 - 10,0 MHz) Schilddrüse, Karotis, Lunge, Mamma, MSK



Preis  
AKTION

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis	AKTION
09517460	1 St. Ultraschallscanner	<del>3.500,00 €</del>	2.850,00 €

Leistung nicht in allen Regionen über die KV abrechenbar.



\* Bitte beachten: Einweisungspflichtiges Medizinprodukt – zzgl. Kosten für Einweisung optional auf Anfrage

